



Laerdal

helping save lives


SkillGuide®

Nowy panel kontrolny SkillGuide® przeznaczony do współpracy z manekinami z serii QCPR rozszerza ich funkcjonalność umożliwiając pomiar bieżących wyników ćwiczeń RKO. Lekki i przenośny współpracuje z modelami do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej Resusci® Baby QCPR i Resusci® Anne QCPR



Właściwości:

- trzy tryby pracy:
 - bieżące wyniki
 - wygaszony (rejestrujący)
 - podsumowanie sesji
- prezentowanie w czasie rzeczywistym:
 - głębokości ucisków
 - częstości ucisków
 - objętości oddechowej
 - błędu relaksacji
- podsumowanie sesji szkoleniowej prezentuje:
 - procent poprawnych ucisków
 - procent poprawnych wdmuchnięć
 - czas trwania RKO
 - czas efektywnego przepływu



170-30050 - panel kontrolny SkillGuide